




Complément Chirurgie Générale et Vasculaire


Version 7 - Octobre 2012

Complément Chirurgie Générale et Vasculaire

• Ecarteurs	3
Ecarteurs Universels pour Chirurgie Générale, Vasculaire et Urologie	4
Ecarteurs Autostatiques Modèles Universels	10
o Simple Bras	10
o Double Bras	11
Ecarteur Sous Sternal d'Olivier avec Valves Articulées en Compas et Réglage par Tendeur	12
• Gynécologie	14
Pincés à Biopsie Gynécologiques Démontables et Rotatives à 360°	15
Bougies de Hegar Inox sur Manche	16
• Pincés à Coaguler	17
Pince à Coaguler Monopolaire	18

Les produits présentés dans cette documentation disposent tous du marquage CE obligatoire.

Ecarteurs



Ecarteurs Universels pour Chirurgie Générale, Vasculaire et Urologie



Anneau Ovale

368 x 267 mm

Ref: **K 200**



470 x 267 mm

Ref: **K 739**

Anneau Rond

Diamètre (en mm)	Référence
216	K 218
267	K 998
317	K 999
267 - Articulé	K 1395



Anneau Ovale Articulé

Dimensions (en mm)	Référence
495 x 266	K 201
495 x 317	K 993



Paire Segments pour Anneau Ovale Articulé (références K1395, K 201, K 993)

Longueur (en mm)	Référence
102	K 995
152	K 996
203	K 997

Barre Horizontale pour fixation des anneaux 406 mm

Ref: K 202



Barre d'Extension Verticale 300 mm

Ref: K 699



Barre Horizontale pour fixation des anneaux

Ref: K 203



Attache Double

Pièce d'accouplement entre la barre horizontale et la tige de fixation sur le rail de la table

Ref: K 209



Tige pour fixation sur le rail de la table

Ref: K 210



Clip standard pour fixer les valves sur l'anneau

Ref: K 204



Clip Réglable à Crémaillère pour fixer les valves sur l'anneau

Ref: K 205



Valve Kelly

largeur x profondeur	Référence
25 x 38 mm	K 219
25 x 63 mm	K 220
51 x 51 mm	K 642
51 x 64 mm	K 641
51 x 76 mm	K 213
51 x 102 mm	K 214
51 x 127 mm	K 215
51 x 154 mm	K 216



Richardson

largeur x profondeur	Référence
51 x 38 mm	K 804
25 x 34 mm	K 803

Valve Malléable

Longueur 150 mm

Largeur	Référence
38 mm	K 206
51 mm	K 207
76 mm	K 208



Valve Gelpi Pointue

Ref: K 217



Valve Balfour

Largeur x Profondeur: 70 x 75 mm

Ref: K 211



Valve Harrington

Largeur x Profondeur: 64 x 145 mm

Ref: K 212



Valve Parks pour rectum

Largeur x Profondeur	Référence
76 mm x 178 mm	K 221
101 mm x 152 mm	K 222



Ecarteurs Autostatiques Modèles Universels


Simple Bras



Bras en 'L'

Profondeur: 170 mm
Hauteur: 470 mm

Ref: K 105



Bras en 'L'

Profondeur: 220 mm
Hauteur: 600 mm


Ref: K 106



Bras en 'U'

Profondeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm

Ref: K 107



Etau Universel pour fixation table

Ref: K 108




Double Bras

Profondeur: 200 mm

Hauteur: 560 mm

Ref: K 109



Etau Universel pour fixation table

Ref: K 108



Ecarteur Sous Sternal d'Olivier avec Valves Articulées en Compas et Réglage par Tendeur

Ref: N 847



Livré avec 2 capuchons à crochet et 2 paires de valves :

Largeur x Profondeur
75 mm x 45 mm
80 mm x 65 mm


Largeur x Profondeur	Référence
75 mm x 45 mm	Z 853
85 mm x 75 mm	K 683

Livré avec 2 capuchons à crochet





Pinces à Biopsie Gynécologiques Démontables et Rotatives à 360°



Manche Universel Seul

Ref: K 451



Gynécologie

Embout Tige

Droit

Coudé Haut

Coudé Bas

Tishler
mors 3 x 7 mm



Ref: K 452



Ref: K 453



Ref: K 454

Mini Tishler
mors 2,3 x 4 mm



Ref: K 455



Ref: K 456



Ref: K 457

Douay
mors 3 x 5 mm



Ref: K 459

Kervorkian
mors 3 x 9 mm



Ref: K 458

Bougies de Hegar Inox sur Manche


Modèle Standard 175 mm



Référence	Taille
X 199	N° 1
X 200	N° 2
X 201	N° 3
X 202	N° 4
X 203	N° 5
X 204	N° 6
X 205	N° 7
X 206	N° 8
X 207	N° 9
X 208	N° 10
X 209	N° 11
X 210	N° 12
X 211	N° 13

Référence	Taille
X 212	N° 14
X 213	N° 15
X 214	N° 16
X 215	N° 17
X 216	N° 18
X 217	N° 19
X 218	N° 20
X 219	N° 21
X 220	N° 22
X 221	N° 23
X 222	N° 24
X 223	N° 25
X 224	N° 26


Pinces à Coaguler



Pince à Coaguler Monopolaire

avec Contacteur en Baïonnette

mors 1,5 mm 240 mm



Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes

Cordon de 3 m non amovible

Raccordement pince-cordon étanche

Ref: X 697



CISEAUX

Affûtage gratuit les
5 premières années.



PORTE-AIGUILLES

Garantie totale et
inconditionnelle
de 7 ans.

**NOUS ECHANGIONS
GRATUITEMENT
L'INSTRUMENT**



MICROCHIRURGIE

**INSTRUMENTS
TITANIUM**



PINCES HEMOSTATIQUES

Garantie totale et
inconditionnelle
de 10 ans.

**NOUS ECHANGIONS
GRATUITEMENT
L'INSTRUMENT**



CERAMIQUE

**RONGEURS,
PINCES COUPANTES,
PINCES GOUGES,
PINCES A DISQUE.**